

**pure**  
medical device

KATALOG KUARTZ  
2023





“KUARTZ: Schweizer Design,  
europäische Fertigung,  
weltweite Distribution...”

In enger Zusammenarbeit mit Schweizer Urologen wurde 2015 die Marke KUARTZ von PURE Medical Device entwickelt und entworfen. Das Produktportfolio für Endourologie und Urologie wird ausschliesslich in Europa hergestellt und zertifiziert. KUARTZ bietet somit ein komplettes, endourologisches Sortiment „Made in Europe“, welches innovativ, hochqualitativ und trotzdem preiswert ist.

## INDEX

■ <b>K-WIRE – KUARTZ Führungsdrähte</b>	p. 4
K-STANDARD & K-MOVABLE Pffe Führungsdrähte	p. 4
K-NITINOL - Nitinol Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung	p. 5
K-HYBRID - PTFE Führungsdraht / Pebax Spitze mit hydrophiler Beschichtung	p. 5
■ <b>K-PASS – KUARTZ Ureterkatheter</b>	p. 6
■ <b>K-ACCESS – KUARTZ Ureterschleusen</b>	p. 7
■ <b>K-STONE – KUARTZ Steinfänger</b>	p. 8
Steinfänger « Tipless » - 120 cm – URS	p. 8
Steinfänger « Klassische » - 90 cm	p. 8
■ <b>K-TB – Tuohy Borst</b>	p. 9
■ <b>K-GUARDIAN – KUARTZ Ureterschienen</b>	p. 10
K-GUARDIAN – Standard Ureterschienen mit Faden und Pusher	p. 10
K-GUARDIAN – Standard Ureterschienen mit anschliessbarem Pusher	p. 12
K-GUARDIAN – Multilength Ureterschienen mit Faden und Pusher	p. 13
K-GUARDIAN – Multilength Ureterschienen mit anschliessbarem Pusher	p. 14
■ <b>K-GUARDIAN – Sonder Stents</b>	p. 15
K-GUARDIAN – Mono-J Stents	p. 15
K-GUARDIAN – Stents für die Pyelonchirurgie	p. 16
K-GUARDIAN – Sonder Stents für die Reimplantation	p. 17
■ <b>K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen</b>	p. 18
K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen – mit Faden und Pusher	p. 18
K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen – mit röntgendichtem Pusher	p. 19
K-GUARDIAN Tumor Multilength Ureterschienen – mit Faden und Pusher	p. 20
K-GUARDIAN Tumor Multilength Ureterschienen – mit anschliessbarem Pusher	p. 21

## ■ K-WIRE – KUARTZ Führungsdrähte

Alle Führungsdrähte der K-WIRE Reihe sind kompatibel und für die Anwendung unserer K-GUARDIAN Stents empfohlen.

### K-STANDARD & K-MOVABLE Pffe Führungsdrähte

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
41013229	K-STANDARD Pffe Draht – gerade Spitze flexibel – 0,035i x 150cm	x 10
44002943	K-STANDARD Pffe Draht – J-Spitze flexibel – 0,035i x 150cm	x 10



### K-NITINOL - Nitinol Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
46011995	K-NITINOL Hydrophiler steifer Draht – gerade Spitze flexible – 0,035i x 150cm	x 10
46011996	K-NITINOL Hydrophiler steifer Draht – flexible gebogene Spitze – 0,035i x 150cm	x 10



**K-HYBRID - PTFE Führungsdraht / Pebax Spitze mit hydrophiler Beschichtung**

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
42010801	K-HYBRID – Ptfе / Nitinol Draht / Pebax gerade Spitze – 0.035i x 150cm	x 5





## ■ K-PASS – KUARTZ Ureterkatheter

Eine komplette Reihe, von 5Ch bis 8Ch, bestehend aus weichem Polyurethan, mit Mandrin und universal Konnektor. Nota bene: K-PASS Ureterkatheter eignen sich für alle K-WIRE 0,035i Führungsdrähte.

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
UCOS04	K-PASS – Ureterkatheter offene gerade Spitze – 4Ch x 70cm	x 10
UCOS05	K-PASS – Ureterkatheter offene gerade Spitze – 5Ch x 70cm	x 10
UCOS06	K-PASS – Ureterkatheter gerade Spitze – 6Ch x 70cm	x 10
UCOS07	K-PASS – Ureterkatheter gerade Spitze – 7Ch x 70cm	x 10
UCOS08	K-PASS – Ureterkatheter gerade Spitze – 8Ch x 70cm	x 10
UCOC04	K-PASS – Ureterkatheter gebogene Spitze – 4Ch x 70cm	x 10
UCOC05	K-PASS – Ureterkatheter gebogene Spitze – 5Ch x 70cm	x 10
UCOC06	K-PASS – Ureterkatheter gebogene Spitze – 6Ch x 70cm	x 10
UCOC07	K-PASS – Ureterkatheter gebogene Spitze – 7Ch x 70cm	x 10
UCOC08	K-PASS – Ureterkatheter gebogene Spitze – 8Ch x 70cm	x 10
UCOT05	K-PASS – Ureterkatheter konische Spitze – 5Ch x 70cm	x 10
UCOT06	K-PASS – Ureterkatheter konische Spitze – 6Ch x 70cm	x 10
UCOT07	K-PASS – Ureterkatheter konische Spitze – 7Ch x 70cm	x 10
UCOU58	K-PASS – Ureterkatheter UPR (Chevassu) Spitze – 5/8Ch x 70cm	x 10
UCOU69	K-PASS – Ureterkatheter UPR (Chevassu) Spitze – 6/9Ch x 70cm	x 10
UCOJ05	K-PASS – J-Cath – 5Ch x 50cm	x 10
UCO2T	K-PASS – 2-Seitig konisch offen – 8Ch x 70cm	x 10



## ■ K-ACCESS – KUARTZ Ureterschleusen

K-ACCESS ist eine verstärkte Ureterschleuse mit konischem Obturator und einem Arbeitskanal. Die Ureterschleuse und die Spitze des Obturators besitzen eine hohe Röntgenopazität für eine perfekte und sichere Platzierung. Die innovative Fixierung zwischen Schleuse und Obturator begünstigen eine spielfreie, sichere und einfache Handhabung.

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
AS1035	K-ACCESS – Ureterschleuse – 10/12Ch x 35cm	x 2
AS1045	K-ACCESS – Ureterschleuse – 10/12Ch x 45cm	x 2
AS1055	K-ACCESS – Ureterschleuse – 10/12Ch x 55cm	x 2
AS1235	K-ACCESS – Ureterschleuse – 12/14Ch x 35cm	x 2
AS1245	K-ACCESS – Ureterschleuse – 12/14Ch x 45cm	x 2
AS1255	K-ACCESS – Ureterschleuse – 12/14Ch x 55cm	x 2




## ■ K-STONE – KUARTZ Steinfänger

Alle K-STONE Steinfänger bestehen zu 100% aus Nitinol mit optimalen mechanischen Eigenschaften und garantiert maximale Sicherheit für die flexiblen endoskopischen Eingriffe.

### Steinfänger « Tipless » - 120 cm – URS

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
40013132	K-STONE – Steinfänger <b>Front offen «Front load»</b> – 1,5Ch x 120cm	x 1
40013135	K-STONE – Steinfänger <b>ohne Spitze «Tipless»</b> – 1,8Ch x 120cm	x 1



### Steinfänger « Klassische » - 90 cm

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
40013133	K-STONE – Steinfänger <b>mit Spitze gerade</b> – 2,5Ch x 90cm	x 1
40013134	K-STONE – Steinfänger <b>mit Spitze helikal</b> – 2,5Ch x 90cm	x 1





## ■ K-TB – Tuohy Borst

K-TB bietet einen kontrollierten Zugang zum Arbeitskanal des Endoskopes (öffnen/schliessen/spülen/instrumentieren). Der Tuohy-Borst Aufsatz ermöglicht eine Fixierung jeglicher Instrumente die durch den Arbeitskanal des Endoskopes benützt werden und vereinfacht die Handhabung.

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
TUBO10	K-TB – Tuohy Borst einzeln steril verpackt	x 10
TUBOU10	K-TB – Tuohy Borst mit Luerlock (0-9Ch), einzeln steril verpackt	x 10



## ■ K-GUARDIAN – KUARTZ Ureterschienen

Die Ureterschienen der K-GUARDIAN Reihe werden ausschließlich aus hochwertigem, thermosensitivem Polyurethan mit hydrophiler Beschichtung hergestellt. K-GUARDIAN-Ureterschienen werden entweder mit Faden und einem einfachen röntgendichten Pusher oder mit einem anschließbaren, röntgendichten Pusher geliefert.


**HINWEIS:** Alle K-GUARDIAN Ureterschienen kommen **ohne Führungsdraht**, damit der Anwender den geeignetsten K-WIRE Führungsdraht für die Platzierung der K-GUARDIAN Ureterschiene **auswählen kann**. Das gesamte K-WIRE-Sortiment ist zu 100 % mit den K-GUARDIAN Ureterschienen kompatibel.

### K-GUARDIAN – Standard Ureterschienen mit Faden und Pusher

Standard Ureterschienen mit röntgendichtem Pusher ohne Führungsdraht (100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTO522	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO524	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO526	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO528	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO530	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO622	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO624	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO626	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO628	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO630	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO722	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO724	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO726	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO728	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO730	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO822	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO824	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO826	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 10

GTO828	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTO830	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 10



**K-GUARDIAN – Standard Ureterschiene mit anschliessbarem Pusher**

Standard Ureterschiene mit röntgendichtem anschliessbarem Pusher ohne Führungsdraht (100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTO622C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO624C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO626C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO628C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO630C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO722C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO724C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO726C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO728C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO730C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO822C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO824C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO826C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO828C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTO830C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10



**K-GUARDIAN – Multiflength Ureterschienen mit Faden und Pusher**

Multiflength Ureterschienen mit röntgendichtem Pusher ohne Führungsdraht.  
(100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTPR05	K-GUARDIAN Stent – Multiflength 5Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTPR06	K-GUARDIAN Stent – Multiflength 6Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTPR07	K-GUARDIAN Stent – Multiflength 7Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht	x 10
GTPR08	K-GUARDIAN Stent – Multiflength 8Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht	x 10






**K-GUARDIAN – Multilength Ureterschienen mit anschliessbarem Pusher**

Multilength Ureterschienen mit röntgendichtem anschliessbarem Pusher ohne Führungsdraht (100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTPC06	K-GUARDIAN Stent – Multilength 6Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTPC07	K-GUARDIAN Stent – Multilength 7Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10
GTPC08	K-GUARDIAN Stent – Multilength 8Ch x 22/30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 10



## ■ K-GUARDIAN – Sonder Stents

Ein komplettes Sortiment von speziellen K-GUARDIAN Stents, alle ausschließlich aus hochwertigem thermosensitivem Polyurethan mit hydrophiler Beschichtung. K-GUARDIAN Sonder Stents werden entweder mit einem einfachen röntgendichten oder anschliessbarem Pusher geliefert.

### K-GUARDIAN – Mono-J Stents

Die KUARTZ GUARDIAN Mono-J haben in den ersten 10cm Drainageöffnungen.


Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTJ575	K-GUARDIAN Stent Mono J – 5Ch x 75cm	x 5
GTJ675	K-GUARDIAN Stent Mono J – 6Ch x 75cm	x 5
GTJ775	K-GUARDIAN Stent Mono J – 7Ch x 75cm	x 5
GTJ875	K-GUARDIAN Stent Mono J – 8Ch x 75cm	x 5



**K-GUARDIAN – Stents für die Pyelonchirurgie**

K-GUARDIAN Sonder Stents werden aus hochwertigem thermosensitivem Polyurethan hergestellt, welche speziell für die Chirurgie des Pylon-Ureter-Übergangs entwickelt wurde.

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
KGUS710	K-GUARDIAN – Endoureterotomie stent – 7 x 10Ch	x 10
KGPS712	K-GUARDIAN – Endopyelotomie stent – 7 x 12Ch	x 10



### **K-GUARDIAN – Sonder Stents für die Reimplantation**

K-GUARDIAN Sonder Stents bestehen aus hochwertigem thermosensitivem Polyurethan, welche speziell für die Reimplantation entwickelt wurde.

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTX516	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 16cm	x 5
GTX616	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 16cm	x 5
GTX716	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 16cm	x 5
GTX816	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 16cm	x 5



## ■ K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen

Die K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen bestehen aus zwei Materialien, einem ersten hochwertigen thermosensitiven Polyurethan mit hydrophiler Beschichtung (Blasen- und Nierenschlaufen in weiss) und einem zweiten in blau, durch eine Edelstahlspirale verstärkt und bietet eine sehr hohe Druckfestigkeit. Zwei röntgendichte Ringe und eine hydrophile Beschichtung erleichtern die Positionierung des Stents.

### K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen – mit Faden und Pusher

Tumor Ureterschienen mit Faden und röntgendichtem Pusher ohne Führungsdraht (100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTT622	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT624	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT626	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT628	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT630	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT722	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT724	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT726	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT728	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT730	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT822	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT824	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT826	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT828	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTT830	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht	x 5





**K-GUARDIAN Tumor Ureterschienen – mit röntgendichtem Pusher**

Tumor Ureterschienen mit röntgendichtem anschliessbarem Pusher ohne Führungsdraht (100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTT622C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT624C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT626C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT628C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT630C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT722C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT724C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT726C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT728C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT730C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT822C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT824C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT826C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT828C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTT830C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5



**K-GUARDIAN Tumor Multilength Ureterschienen – mit Faden und Pusher**

Tumor Multilength Ureterschienen mit Faden und röntgendichtem Pusher ohne Führungsdraht (100% kompatibel mit Führungsdrähten aus dem K-WIRE Sortiment von KUARTZ).

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTTM06	K-GUARDIAN Tumor Stent – Multilength 6Ch x 22/30 cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTTM07	K-GUARDIAN Tumor Stent – Multilength 7Ch x 22/30 cm – Pusher Röntgendicht	x 5
GTTM08	K-GUARDIAN Tumor Stent – Multilength 8Ch x 22/30 cm – Pusher Röntgendicht	x 5




**K-GUARDIAN Tumor Multilength Ureterschienen – mit anschliessbarem Pusher**

Artikel Nr.	Produkt Name / Beschreibung	Stk.
GTTM06C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Multilength 6Ch x 22/30 cm - Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTTM07C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Multilength 7Ch x 22/30 cm - Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5
GTTM08C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Multilength 8Ch x 22/30 cm - Pusher Röntgendicht anschliessbar	x 5



# pure

medical device



*Simply Urology !*

**0 848 225 225**



Bipolare Plasma  
Edge Resektion



Prozeduren Set



Prostata-Biopsie



Wiederverwendbare  
endoskopische Instrumente



Endo-Urologie-  
Verbrauchsmaterialien



Montavit

Gleitgel



**BULKAMID**<sup>®</sup>

Bulkamid - Bulking Agent



**BONVISI**<sup>®</sup>  
*Brings visibility in surgery*

Pumpe, Wärmeeinheit und  
Schläuche für die Endoskopie



**INNOVEX**

Flexibles Einweg-Endoskop



**Elmedical**  
*unique care solutions*

Thermochemotherapie



**Caresono**

Tragbarer Ultraschall



**ELESTA**  
*Beyond Laser*

Traitement Laser



**EMS**<sup>+</sup>

Laserlithiasis & Enukleation



**Dex Surgical**

Roboter Assistierte  
Laparoskopie



**KOELIS**  
*Advancing Prostate Care*

Fusion / Gezielte Biopsie  
Fokale Behandlung



**neomedic**  
*international*

The Continenace Company

Netze und Bänder



## KONTAKT

Für weitere Informationen wenden Sie sich  
an Ihren PURE Medical Device S.A. Repräsentanten.

0 848 225 225

**pure**  
medical device

**PURE Medical Device**

Lamartine 27  
CH-1203 Genf  
SCHWEIZ

[info@pure-medical-device.com](mailto:info@pure-medical-device.com)

[www.pure-medical-device.com](http://www.pure-medical-device.com)