







"KUARTZ: Design Suisse, Fabrication Européenne, Distribution Monde..."

Depuis 2015 et en étroite collaboration avec les urologues Suisses, PURE Medical Device S.A. a créé, dessiné et développé KUARTZ, une gamme complète d'instruments et d'implants à usage unique pour l'endo-urologie et l'urologie. Tous les produits sont fabriqués exclusivement en Europe, marqués CE, conformes à la nouvelle MDR2020, offrant une gamme de très grande qualité, innovante et respectueuse de vos budgets. Parce que vos patients mériteront toujours le meilleur...





INDEX

■ K-WIRE - KUARTZ Guides d'Interventions	p. 4
K-STANDARD Guides – Guide Acier/Ptfe	p. 4
K-NITINOL Guides – Guide Nitinol avec Enduction Hydrophile	p. 4
K-HYBRIDE Guide – Guide Ptfe/Pebax tip avec Enduction Hydrophile	p. 5
K-PASS - KUARTZ Cathéters Urétéraux	p. 6
K-ACCESS - KUARTZ Gaines d'Accès Urétéral	p. 7
K-STONE - KUARTZ Extracteurs de Calcul	p. 8
Extracteurs de calcul « Tipless » – 120 cm – URS	p. 8
Extracteurs de calcul « Classiques » – 90cm	p. 8
■ K-TB - Tuohy-Borst	p. 9
K-GUARDIAN - KUARTZ Implants Urétéraux	p. 10
K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque	p. 10
K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 12
K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque	p. 13
K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 14
K-GUARDIAN SPECIAUX	p. 15
K-GUARDIAN Mono J	p. 15
K-GUARDIAN Spécial Chirurgie du pyélon	p. 16
K-GUARDIAN Spécial Réimplantation	p. 17
K-GUARDIAN Tumor Stent	p. 18
K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque	p. 18
K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 19
K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque	p. 20
K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 21





K-WIRE - KUARTZ Guides d'Interventions

Tous les guides de la gamme K-WIRE sont compatibles et recommandés pour l'utilisation des implants de la gamme K-GUARDIAN.

K-STANDARD Guides - Guide Acier/Pffe

Réf. Produit	Description Produit	Qté
41013229	K-STANDARD – Guide acier Ptfe – Embout distal flexible droit – 0.035i x 150cm	x 20
44002943	K-STANDARD - Guide acier Ptfe – Embout distal flexible en J – 0.035i x 150cm	x 10



K-NITINOL Guides – Guide Nitinol avec enduction hydrophile

Réf. Produit	Description Produit	Qté
46011995	K-NITINOL – Guide nitinol hydro, stiff, flexible droit – 0.035i x 150cm	x 5
46011996	K-NITINOL – Guide nitinol hydro, stiff, flexible angulé – 0.035i x 150cm	x 5













K-HYBRIDE Guide – Guide Ptfe/Pebax tip avec enduction hydrophile

Réf. Produit	Description Produit	Qté
1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	K-HYBRIDE – Guide Ptfe/Pebax tip avec enduction hydrophile partielle – 0,035i x150cm	x 5







K-PASS – KUARTZ Cathéters Urétéraux

Une gamme complète de cathéters urétéraux de 4Ch à 8Ch, en polyuréthane souple, avec mandrin et connecteur universel. Nota bene : tous les cathéters urétéraux de la gamme K-PASS acceptent les guides de la gammes K-WIRE.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
UCOS04	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 4Ch x 70cm	x 10
UCOS05	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 5Ch x 70cm	x 10
UCOS06	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 6Ch x 70cm	x 10
UCOS07	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 7Ch x 70cm	x 10
UCOS08	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 8Ch x 70cm	x 10
UCOC04	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 4Ch x 70cm	x 10
UCOC05	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 5Ch x 70cm	x 10
UCOC06	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 6Ch x 70cm	x 10
UCOC07	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 7Ch x 70cm	x 10
UCOC08	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 8Ch x 70cm	x 10
UCOT05	K-PASS – Cathéter urétéral progressif ouvert – 5Ch x 70cm	x 10
UCOT06	K-PASS – Cathéter urétéral progressif ouvert – 6Ch x 70cm	x 10
UCOT07	K-PASS – Cathéter urétéral progressif ouvert – 7Ch x 70cm	x 10
UCOU58	K-PASS – Cathéter urétéral UPR (Chevassu) – 5/8Ch x 70cm	x 10
UCOU69	K-PASS – Cathéter urétéral UPR (Chevassu) – 6/9Ch x 70cm	x 10
UCOJ05	K-PASS – Cathéter urétéral J-Cath – 5Ch x 50cm	x 10
UCO2T	K-PASS – Cathéter urétéral progressifs 2 côtés ouverts – 8Ch x 70cm	x 10







K-ACCESS – KUARTZ Gaines d'Accès Urétéral

La gaine d'accès urétéral K-ACCESS de KUARTZ est faite d'une gaine externe renforcée et d'un dilatateur interne incluant un canal de travail. La gaine et le dilatateur bénéficient d'une très haute radio-opacité permettant un positionnement parfait et sûre. Le système de fixation innovant du dilatateur et de la gaine offre un vrai confort de travail et une sécurité parfaite de l'ensemble.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
AS1035	K-ACCESS – Gaine urétérale – 10/12Ch x 35cm	x 2
AS1045	K-ACCESS – Gaine urétérale – 10/12Ch x 45cm	x 2
AS1055	K-ACCESS – Gaine urétérale – 10/12Ch x 55cm	x 2
AS1235	K-ACCESS – Gaine urétérale – 12/14Ch x 35cm	x 2
AS1245	K-ACCESS – Gaine urétérale – 12/14Ch x 45cm	x 2
AS1255	K-ACCESS – Gaine urétérale – 12/14Ch x 55cm	x 2









K-STONE - KUARTZ Extracteurs de Calcul

Tous les extracteurs de calcul de la gamme K-STONE sont exclusivement fabriqués en 100% Nitinol (guide et panier), offrant ainsi les meilleures propriétés mécaniques nécessaires pendant l'intervention.

Extracteurs de calcul « Tipless » – 120cm URS

Réf. Produit	Description Produit	Qté
40013 132	K-STONE – Extracteur de calcul à panier tipless ouvert – 1.5CH x 120cm	x 1
40013 135	K-STONE – Extracteur de calcul à panier tipless fermé – 1,8Ch x 120cm	x 1







Extracteurs de calcul « Classiques » – 90cm

Réf. Produit	Description Produit	Qté
40013 133	K-STONE – Extracteur de calcul à panier droit – 2,5Ch x 90cm	x 1
40013 134	K-STONE – Extracteur de calcul à panier hélicoïdal – 2,5Ch x 90cm	x 1











K-TB – Tuohy-Borst Ergonomique de Dernière Génération

Les K-TB (presse étoupe) permettent un accès contrôlé vers le canal opérateur des endoscopes (ouverture / fermeture / irrigation / passage d'instruments / flushing...). Ils permettent la solidarisation de l'endoscope et des instruments (passant via le canal opérateur de l'endoscope) pour une aisance opératoire accrue.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
TUBO10	K-TB – Emballage unitaire stérile	x 10
TUBOU10	K-TB – Emballage unitaire stérile, avec Luer lock universel (0 à 9Ch)	x 10









K-GUARDIAN – KUARTZ Implants Urétéraux

La gamme d'implants urétéraux K-GUARDIAN est fabriquée exclusivement en polyuréthane thermosensible de grande qualité et avec revêtement hydrophile. Les implants urétéraux K-GUARDIAN sont livrés soit avec poussoir radio-opaque simple, soit avec poussoir radio-opaque connectable.

NOTA BENE: toute la gamme des implants urétéraux K-GUARDIAN est livrée **SANS GUIDE** afin de laisser au praticien le **libre choix** du meilleur guide K-WIRE nécessaire à la mise en place de l'implant urétéral K-GUARDIAN. La totalité de la gamme des guides K-WIRE existe en 0,035i et est 100% compatible avec la gamme d'implants urétéraux K-GUARDIAN.

K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque

Implants urétéraux avec poussoir radio-opaque. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTO522	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO524	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO526	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO528	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO530	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO622	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO624	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO626	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO628	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO630	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO722	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO724	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO726	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO728	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO730	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO822	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO824	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO826	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10





GTO828	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO830	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10







K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque Connectable

Implants urétéraux avec poussoir radio-opaque connectable. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTO622C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO624C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO626C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO628C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO630C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO722C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO724C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO726C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO728C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO730C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO822C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO824C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO826C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO828C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO830C	K-GUARDIAN Stent – 8Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10







K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque

Implants urétéraux longueur multiple, avec poussoir radio-opaque. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTPR05	K-GUARDIAN Stent Multi – 5Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTPR06	K-GUARDIAN Stent Multi – 6Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTPR07	K-GUARDIAN Stent Multi – 7Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTPR08	K-GUARDIAN Stent Multi – 8Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10











K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque Connectable

Implants urétéraux longueur multiple, avec poussoir radio-opaque connectable. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTPC06	K-GUARDIAN Stent Multi – 6Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTPC07	K-GUARDIAN Stent Multi – 7Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTPC08	K-GUARDIAN Stent Multi – 8Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10













K-GUARDIAN SPECIAUX

Une gamme compléte de K-GUARDIAN SPÉCIAUX, tel que Mono J, Chrirugie du Pyélon, Réimplantation... tous fabriqués exclusivement en polyuréthane thermosensible de grande qualité et avec revêtement hydrophile. Les implants urétéraux K-GUARDIAN SPECIAUX sont livrés soit avec poussoir radio-opaque simple, soit avec poussoir radio-opaque connectable.

K-GUARDIAN Mono J

Les KUARTZ GUARDIAN Mono J sont perforés sur la boucle et les 10 premiers cm uniquement.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTJ575	K-GUARDIAN Stent Mono J – 5Ch x 75cm	x 5
GTJ675	K-GUARDIAN Stent Mono J – 6Ch x 75cm	x 5
GTJ775	K-GUARDIAN Stent Mono J – 7Ch x 75cm	x 5
GTJ875	K-GUARDIAN Stent Mono J – 8Ch x 75cm	x 5











K-GUARDIAN Spécial Chirurgie du pyélon

Les stents KUARTZ GUARDIAN Spécial sont fabriqués en polyuréthane thermosensible de grande qualité, spécialement créés pour la chirurgie de la jonction pyélo-urétérale.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
KGUS710	K-GUARDIAN Stent – Endoureterotomie stent – 7/10Ch	x 10
KGPS712	K-GUARDIAN Stent – Endopyelotomie stent – 7/12Ch	x 10















K-GUARDIAN Spécial Réimplantation

Les stents KUARTZ GUARDIAN Spécial Reimplantation sont fabriqués en polyuréthane thermosensible de grande qualité, spécialement créés pour la réimplantation.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTX516	K-GUARDIAN Stent Spécial – 5Ch x 16cm	x 5
GTX616	K-GUARDIAN Stent Spécial – 6Ch x 16cm	x 5
GTX716	K-GUARDIAN Stent Spécial – 7Ch x 16cm	x 5
GTX816	K-GUARDIAN Stent Spécial – 8Ch x 16cm	x 5







K-GUARDIAN Tumor Stent

Les stents K-GUARDIAN Tumor Stent sont fabriqués en 2 matériaux, un premier polyuréthane thermosensible de grande qualité et avec revêtement hydrophile, de couleur blanche (boucles vésicales et rénale) et un deuxième de couleur bleu, renforcé dans la masse par un coil inox, offrant une très grande résistance à la compression. Deux bagues hautement radio-opaques et une enduction hydrophile facilitent le positionnement du stent.

Les stents K-GUARDIAN Tumor Stent sont livrés soit avec poussoir radio-opaque simple, soit avec poussoir radio-opaque connectable.

K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTT622	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT624	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT626	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT628	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT630	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT722	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT724	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT726	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT728	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT730	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT822	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT824	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT826	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT828	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT830	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 5







K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque Connectable

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTT622C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT624C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT626C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT628C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT630C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT722C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT724C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT726C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT728C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT730C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT822C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT824C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT826C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT828C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT830C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5








K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTTM06	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 6Ch – Poussoir radio-opaque	x 5
GTTM07	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 7Ch – Poussoir radio-opaque	x 5
GTTM08	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 8Ch – Poussoir radio-opaque	x 5










K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque Connectable

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTTM06C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 6Ch – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTTM07C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 7Ch – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTTM08C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 8Ch – Poussoir radio-opaque connectable	x 5









Simply Urology! 0 848 225 225



Résection Bipolaire Plasma Edge



Pack de Procédures



Biopsie Prostatique





Consommables d'Endo-Urologie



Gel Lubrifiant



Bulkamid - Bulking Agent



Pompe, Réchauffeur et Tubulures Endoscopique



Endoscope Flexible Usage Unique



Thermo-Chimiothérapie

Caresono

Echographie Portative



Laser-Behandlung



Laser lithiasis & Enucléation



Laparoscopie Robotisée



Fusion / Biopsie ciblée Traitement focal



The Continence Company

Meshes et Bandelettes

CONTACT

Contacter votre représentant PURE Medical Device S.A. pour toutes informations et offres de solutions adaptées :

0 848 225 225



PURE Medical Device

Lamartine 27 CH-1203 Genève SUISSE

info@pure-medical-device.com

www.pure-medical-device.com