

**pure**  
medical device

CATALOGUE KUARTZ  
2024 - NOUVEAUTÉS





## “KUARTZ : Design Suisse, Fabrication Européenne, Distribution Monde...”

Depuis 2015 et en étroite collaboration avec les urologues Suisses, PURE Medical Device S.A. a créé, dessiné et développé KUARTZ, une gamme complète d'instruments et d'implants à usage unique pour l'endo-urologie et l'urologie. Tous les produits sont fabriqués exclusivement en Europe, marqués CE, conformes à la nouvelle MDR2020, offrant une gamme de très grande qualité, innovante et respectueuse de vos budgets. Parce que vos patients mériteront toujours le meilleur...

## INDEX

■ <b>K-WIRE - KUARTZ Guides d'Interventions</b>	p. 4
K-STANDARD Guides – Guide Acier/Ptfe	p. 4
K-NITINOL Guides – Guide Nitinol avec Enduction Hydrophile	p. 4
K-HYBRIDE Guide – Guide Ptfe/Pebax tip avec Enduction Hydrophile	p. 5
■ <b>K-PASS - KUARTZ Cathéters Urétéraux</b>	p. 6
■ <b>K-ACCESS - KUARTZ Gains d'Accès Urétéral</b>	p. 7
■ <b>K-STONE - KUARTZ Extracteurs de Calcul</b>	p. 8
Extracteurs de calcul « Tipless » – 120 cm – URS	p. 8
Extracteurs de calcul « Classiques » – 90cm	p. 8
■ <b>K-GUARDIAN - KUARTZ Implants Urétéraux</b>	p. 9
K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque	p. 9
K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 11
K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque	p. 12
K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 12
■ <b>K-GUARDIAN SPECIAUX</b>	p. 13
K-GUARDIAN Mono J	p. 13
■ <b>K-GUARDIAN Tumor Stent</b>	p. 14
K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque	p. 14
K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 15
K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque	p. 16
K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque Connectable	p. 17

## ■ K-WIRE – KUARTZ Guides d'Interventions

Tous les guides de la gamme K-WIRE sont compatibles et recommandés pour l'utilisation des implants de la gamme K-GUARDIAN.

### K-STANDARD Guides – Guide Acier/Pffe

Réf. Produit	Description Produit	Qté
41013229	K-STANDARD – Guide acier Pffe – Embout distal flexible droit – 0.035i x 150cm	x 20
44002943	K-STANDARD - Guide acier Pffe – Embout distal flexible en J – 0.035i x 150cm	x 10



### K-NITINOL Guides – Guide Nitinol avec enduction hydrophile

Réf. Produit	Description Produit	Qté
46011995	K-NITINOL – Guide nitinol hydro, stiff, flexible droit – 0.035i x 150cm	x 5
46011996	K-NITINOL – Guide nitinol hydro, stiff, flexible angulé – 0.035i x 150cm	x 5



**K-HYBRIDE Guide – Guide Ptfе/Pebax tip avec enduction hydrophile**

Réf. Produit	Description Produit	Qté
42010801	K-HYBRIDE – Guide Ptfе/Pebax tip avec enduction hydrophile partielle – 0,035i x150cm	x 5



## ■ K-PASS – KUARTZ Cathéters Urétéraux

Une gamme complète de cathéters urétéraux de 4Ch à 8Ch, en polyuréthane souple, avec mandrin et connecteur universel. Nota bene : tous les cathéters urétéraux de la gamme K-PASS acceptent les guides de la gammes K-WIRE.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
UCOS04	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 4Ch x 70cm	x 10
UCOS05	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 5Ch x 70cm	x 10
UCOS06	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 6Ch x 70cm	x 10
UCOS07	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 7Ch x 70cm	x 10
UCOS08	K-PASS – Cathéter urétéral droit ouvert – 8Ch x 70cm	x 10
UCOC04	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 4Ch x 70cm	x 10
UCOC05	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 5Ch x 70cm	x 10
UCOC06	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 6Ch x 70cm	x 10
UCOC07	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 7Ch x 70cm	x 10
UCOC08	K-PASS – Cathéter urétéral angulé ouvert – 8Ch x 70cm	x 10
UCOT05	K-PASS – Cathéter urétéral progressif ouvert – 5Ch x 70cm	x 10
UCOT06	K-PASS – Cathéter urétéral progressif ouvert – 6Ch x 70cm	x 10
UCOT07	K-PASS – Cathéter urétéral progressif ouvert – 7Ch x 70cm	x 10
UCOJ05	K-PASS – Cathéter urétéral J-Cath – 5Ch x 50cm	x 10



## ■ K-ACCESS – KUARTZ Gains d'Accès Urétéral

La gaine d'accès urétéral K-ACCESS de KUARTZ est faite d'une gaine externe renforcée et d'un dilatateur interne incluant un canal de travail. La gaine et le dilatateur bénéficient d'une très haute radio-opacité permettant un positionnement parfait et sûr. Le système de fixation innovant du dilatateur et de la gaine offre un vrai confort de travail et une sécurité parfaite de l'ensemble.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
AS1035	K-ACCESS – Gaine urétérale – 10/12Ch x 35cm	x 2
AS1045	K-ACCESS – Gaine urétérale – 10/12Ch x 45cm	x 2
AS1055	K-ACCESS – Gaine urétérale – 10/12Ch x 55cm	x 2
AS1235	K-ACCESS – Gaine urétérale – 12/14Ch x 35cm	x 2
AS1245	K-ACCESS – Gaine urétérale – 12/14Ch x 45cm	x 2
AS1255	K-ACCESS – Gaine urétérale – 12/14Ch x 55cm	x 2





## ■ K-STONE – KUARTZ Extracteurs de Calcul

Tous les extracteurs de calcul de la gamme K-STONE sont exclusivement fabriqués en 100% Nitinol (guide et panier), offrant ainsi les meilleures propriétés mécaniques nécessaires pendant l'intervention.

### Extracteurs de calcul « Tipless » – 120cm URS

Réf. Produit	Description Produit	Qté
40013132	K-STONE – Extracteur de calcul à panier <b>tipless ouvert</b> – 1,5Ch x 120cm	x 1
40013135	K-STONE – Extracteur de calcul à panier <b>tipless fermé</b> – 1,8Ch x 120cm	x 1



### Extracteurs de calcul « Classiques » – 90cm

Réf. Produit	Description Produit	Qté
40013133	K-STONE – Extracteur de calcul à panier <b>droit</b> – 2,5Ch x 90cm	x 1
40013134	K-STONE – Extracteur de calcul à panier <b>hélicoïdal</b> – 2,5Ch x 90cm	x 1



## ■ K-GUARDIAN – KUARTZ Implants Urétéraux

La gamme d'implants urétéraux K-GUARDIAN est fabriquée exclusivement en polyuréthane thermosensible de grande qualité et avec revêtement hydrophile. Les implants urétéraux K-GUARDIAN sont livrés soit avec poussoir radio-opaque simple, soit avec poussoir radio-opaque connectable.

**NOTA BENE** : toute la gamme des implants urétéraux K-GUARDIAN est livrée **SANS GUIDE** afin de laisser au praticien le **libre choix** du meilleur guide K-WIRE nécessaire à la mise en place de l'implant urétéral K-GUARDIAN. La totalité de la gamme des guides K-WIRE existe en 0,035i et est 100% compatible avec la gamme d'implants urétéraux K-GUARDIAN.

### K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque

Implants urétéraux avec poussoir radio-opaque. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTO522	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO524	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO526	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO528	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO530	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO622	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO624	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO626	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO628	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO630	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO722	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO724	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO726	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO728	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTO730	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10



**K-GUARDIAN STANDARD – Poussoir Radio-opaque Connectable**

Implants urétéraux avec poussoir radio-opaque connectable. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTO622C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO624C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO626C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO628C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO630C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO722C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO724C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTO726C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10



### K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque

Implants urétéraux longueur multiple, avec poussoir radio-opaque. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTPR05	K-GUARDIAN Stent Multi – 5Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTPR06	K-GUARDIAN Stent Multi – 6Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTPR07	K-GUARDIAN Stent Multi – 7Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10
GTPR08	K-GUARDIAN Stent Multi – 8Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque	x 10



### K-GUARDIAN Multi – Poussoir Radio-opaque Connectable

Implants urétéraux longueur multiple, avec poussoir radio-opaque connectable. Livrés sans guide (compatible 100% avec les guides de la gamme K-WIRE de KUARTZ).

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTPC06	K-GUARDIAN Stent Multi – 6Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTPC07	K-GUARDIAN Stent Multi – 7Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10
GTPC08	K-GUARDIAN Stent Multi – 8Ch x 22 à 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 10



## ■ K-GUARDIAN SPECIAUX

Une gamme complète de K-GUARDIAN SPÉCIAUX, tel que Mono J, Chirurgie du Pyélon, Réimplantation... tous fabriqués exclusivement en polyuréthane thermosensible de grande qualité et avec revêtement hydrophile. Les implants urétéraux K-GUARDIAN SPECIAUX sont livrés soit avec poussoir radio-opaque simple, soit avec poussoir radio-opaque connectable.

### K-GUARDIAN Mono J

Les KUARTZ GUARDIAN Mono J sont perforés sur la boucle et les 10 premiers cm uniquement.

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTJ575	K-GUARDIAN Stent Mono J – 5Ch x 75cm	x 5
GTJ675	K-GUARDIAN Stent Mono J – 6Ch x 75cm	x 5
GTJ775	K-GUARDIAN Stent Mono J – 7Ch x 75cm	x 5
GTJ875	K-GUARDIAN Stent Mono J – 8Ch x 75cm	x 5



## ■ K-GUARDIAN Tumor Stent

Les stents K-GUARDIAN Tumor Stent sont fabriqués en 2 matériaux, un premier polyuréthane thermosensible de grande qualité et avec revêtement hydrophile, de couleur blanche (boucles vésicales et rénale) et un deuxième de couleur bleu, renforcé dans la masse par un coil inox, offrant une très grande résistance à la compression. Deux bagues hautement radio-opaques et une enduction hydrophile facilitent le positionnement du stent.

Les stents K-GUARDIAN Tumor Stent sont livrés soit avec poussoir radio-opaque simple, soit avec poussoir radio-opaque connectable.

### K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTT622	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT624	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT626	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT628	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT630	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT722	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT724	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT726	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT728	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT730	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT822	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT824	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT826	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT828	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque	x 5
GTT830	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque	x 5



### K-GUARDIAN Tumor Stents – Poussoir Radio-opaque Connectable

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTT622C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT624C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT626C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT628C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT630C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT722C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT724C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT726C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT728C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT730C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT822C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT824C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT826C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT828C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTT830C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Poussoir radio-opaque connectable	x 5



**K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque**

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTTM06	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 6Ch – Poussoir radio-opaque	x 5
GTTM07	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 7Ch – Poussoir radio-opaque	x 5
GTTM08	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 8Ch – Poussoir radio-opaque	x 5



**K-GUARDIAN Tumor Stents Longueur Multiple – Poussoir Radio-opaque Connectable**

Réf. Produit	Description Produit	Qté
GTTM06C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 6Ch – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTTM07C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 7Ch – Poussoir radio-opaque connectable	x 5
GTTM08C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Longueur Multiple de 22 à 30cm x 8Ch – Poussoir radio-opaque connectable	x 5



# pure

medical device



*Simply Urology !*

**0 848 225 225**



Solution Robotique



Holmium & Thulium Fiber  
Laser / Laser Lithiase



Fusion / Biopsie ciblée  
Traitement focal



Endoscope Flexible  
Usage Unique



Résection Bipolaire  
Plasma Edge



Consommables  
d'Endo-Urologie



**Montavit**

Gel Lubrifiant

**AMSINO**

Advancing Healthcare Worldwide®

Irrigation & Drainage Vésical

**Elmedical**  
unique care solutions

Thermo-Chimiothérapie



**SVAS BIOSANA**

Pack de Procédures

**Caresono**

Echographie Portative

**TONTARRA**

Matériel Endoscopique  
Réutilisable



**RI.MOS.**  
Medical Products

Consommable  
d'Uro-Gynécologie



**GEOTEK**  
Medical USA LLC.

Biopsie de la prostate

**BULKAMID**<sup>®</sup>

Bulkamid - Bulking Agent



**Allium**  
Urological Solutions

Stent d'Urologie

## CONTACT

Contacter votre représentant PURE Medical Device S.A.  
pour toutes informations et offres de solutions adaptées :

0 848 225 225

**pure**  
medical device

**PURE Medical Device**

Lamartine 27  
CH-1203 Genève  
SUISSE

[info@pure-medical-device.com](mailto:info@pure-medical-device.com)

[www.pure-medical-device.com](http://www.pure-medical-device.com)